



产品规格

产品型号（A款）			
WZBP 12A	WZBP 14A	WZBP 16A	WZBP 18A
WZBP 20A	WZBP 22A	WZBP 24A	WZBP 26A
WZBP 28A	WZBP 30A	WZBP 32A	WZBP 34A
WZBP 36A			

产品型号（B款）			
WZBP 12B	WZBP 14B	WZBP 16B	WZBP 18B
WZBP 20B	WZBP 22B	WZBP 24B	WZBP 26B
WZBP 28B	WZBP 30B	WZBP 32B	WZBP 34B
WZBP 36B			

常用型号			
WZBP 14A/B	WZBP 16A/B	WZBP 26A/B	WZBP 30A/B

提供系统化的解决方案（选购）

- 包皮术后护理液体敷料
包皮术后护理，抗菌抑菌、促进创面愈合。
- 包皮术后保护裤
提供独立活动空间，减少摩擦疼痛，避免二次伤害。

一次性使用包皮切割吻合器
Disposable Circumcision stapler



河北卫崭医疗科技有限公司
HEBEI WEIZHAN MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

专 / 注 / 医 / 卫 崭 / 领 / 医 / 械

河北卫崭医疗科技有限公司

地址：石家庄高新区太行南大街769号京石协作
创新示范园内A11栋6楼
邮箱：postmaster@weizhanyiliao.com
网址：www.weizhanyiliao.com

电话：400-827-8828



产品介绍

包皮环切手术是男性外科最早开展的手术之一，随着医疗科技的进步，新材料的应用，包皮环切手术器械取得了飞跃发展，在传统手术基础上，包皮环切手术从传统切割手术到卡环环切术，包皮环切手术进入微创时代，包皮吻合器环切术以其痛苦小，切口美观，恢复快，不影响工作和学习，逐步得到广泛推广，卫崭®一次性包皮切割吻合器基于成熟工艺，进行技术创新，获得了临床的一致好评。

包皮过长的危害

- ◆ 影响生殖器发育；
- ◆ 包皮过长或包茎使局部难于清洁或无法清洁，易在包皮下积聚污物，形成包皮垢，病源体容易滋生、繁殖，继发感染；
- ◆ 包皮垢的慢性刺激和包皮反复炎症，是阴茎癌重要原因；
- ◆ 严重的包茎，包皮开口小，排尿时包皮鼓起如球使尿流受阻可引起上尿路扩张和肾功能损害。

包皮切割的优势

- ◆ 降低男性生殖疾病的发生风险；
- ◆ 预防性病传播降低生殖系统的（非）细菌性感染；
- ◆ 降低由性交引发的HIV感染率；
- ◆ 减少性伴侣妇科疾病的发生率；
- ◆ 利于优生优育利于二次发育。

适用科室

普外科、泌尿外科、男科



产品优势

● 专利产品

ZL.202021589621.5

● 痛苦小

龟头受龟头保护罩更贴合，有效的保护系带，防止系带被过多切除；
采用高品质的钛钉，无菌提供，杜绝感染；
包皮环切手术及手术后痛苦小，恢复后阴茎勃起不受影响。

● 美观实用


产品头部采用特殊工艺，切口平整美观，吻合均匀，；
手柄采用人体工程学防滑设计，操作更顺手；
内置特殊设计硅胶垫，吻合钉自动脱落，无需拆线。

● 标准高效

手术准备时间短，门诊手术即可，患者可随诊随医；
手术时间快，切割、吻合一步完成，大幅减轻医生的工作量；
患者不需要住院和卧床休息，不影响工作；

● 人性化

水肿轻、出血少、恢复好，避免患者多次返院；
配备多种口径卡规及多种型号，便于为患者选择恰当的口径。



- | | |
|----------|--------|
| ①、抵钉座 | ⑤、连杆 |
| ②、钉仓保护盖 | ⑥、调节螺母 |
| ③、钉仓及硅胶垫 | ⑦、防滑手柄 |
| ④、保险块 | |

在钉仓上面增加了一个功能独特的缝钉垫圈，有了他的存在，手术达到了安全性和有效性的完美结合，对临床有非常重要的意义，术后不会给医生留下后顾之忧，也消除给患者脱钉带来的二次痛苦，是包皮环切手术的一次飞跃。

全新设计金属龟头罩，更安全。

