



一次性使用内窥镜取物袋

Disposable Retrieval Bag

专注医卫 · 崭领医械



河北卫崭医疗科技有限公司

Hebei Weizhan Medical Technology Co., Ltd

地址：石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园内A11栋6楼

电话：400-827-8828

邮箱：postmaster@weizhanyiliao.com


网址：www.weizhanyiliao.com



河北卫崭医疗科技有限公司
Hebei Weizhan Medical Technology Co., Ltd


卫靳医疗取物袋 I型 优势：

- 采用医用级钛合金记忆金属，手术中袋体自动快速完全张开，袋体收紧后，如发现遗漏的切除组织，可不借助外部器械再次打开取物袋，方便操作。
- 半透明袋体表面光滑，厚度和承力均匀。



卫靳医疗取物袋 带粉碎功能 型号

- WZQW- I -130C、WZQW- II -130C



WZQW- I : 不带线, 可重复打开

WZQW- I -40A、WZQW- I -40B、WZQW- I -60A、WZQW- I -60B、WZQW- I -80A、WZQW- I -80B、
WZQW- I -100A、WZQW- I -100B、WZQW- I -100C、WZQW- I -130A、WZQW- I -130B。

卫靳医疗取物袋 II型 优势：

- 为不占通道型，手术中袋体自动快速完全张开，抽出手柄与套管快速分离，不占操作通道减少穿刺孔；高强度医用TPU袋体，耐强力牵拉，袋口收纳紧密，无泄露取物。
- 半透明袋体表面光滑，厚度和承力均匀。



适用范围: 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用。

WZQW- II : 带线, 不占通道

WZQW- II -40A、WZQW- II -40B、WZQW- II -60A、WZQW- II -60B、WZQW- II -80A、WZQW- II -80B、
WZQW- II -100A、WZQW- II -100B、WZQW- II -100C、WZQW- II -130A、WZQW- II -130B。